

RECORTE E MONTE O SEU MEDIDOR DE OBJETOS


Pensando na segurança das crianças, Angelino resolveu dar uma ajuda as mães.

Este bonequinho não é um bonequinho comum.

Tudo o que puder passar pelo tubinho formado pelo bonequinho depois de montado também pode passar pela garganta de um bebê.

Assim, você faz o teste e tem a certeza de retirar do alcance do pequeno todo e qualquer objeto que ele possa levar a boca e engolir.

Tenha sempre seu Angelino a mão e não confie na sorte. 90% dos acidentes podem ser evitados.



Monte assim:

- 1 - Imprima tomando cuidado para não modificar o tamanho (imprima 100%).
- 2 - Recorte o contorno do Angelino.
- 3 - Recorte também a linha pontilhada branca
- 4 - Enrole seu bonequinho de modo que os cortes das linhas pontilhadas se encaixem um dentro do outro .
- 5 - Cole o verso das duas abas que ficaram por trás do corpo do bonequinho.
- 6 - Dobre para fora os pézinhos.
- 7 - Use-o para medir brinquedos, bolinhas, todo e qualquer objeto que possa estar ao alcance da criança. Se passou através do boneco então pode ser engolido!

